


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phox2B Per Wb, Elisa - Q99453

Numero articolo: CM0012625



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PHOX2B umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Mira a un fattore di trascrizione cruciale per lo sviluppo dei neuroni noradrenergici e implicato nel neuroblastoma e nella CCHS. Adatto per la ricerca in neuroscienze e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PHOX2B Rabbit mAb
Note/Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8929
ID Gene	8929
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 215-314 di PHOX2B umano (NP_003915.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q99453
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio