


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phox2B Per Wb E Elisa - Q99453

Numero articolo: CM0027982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PHOX2B validato per WB e ELISA. Prende di mira PHOX2B di uomo, topo e ratto, un fattore di trascrizione essenziale per lo sviluppo dei neuroni autonomi. Ideale per ricerche nel campo della neurobiologia, del neuroblastoma e delle malattie dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHOX2B Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di PHOX2B umano (NP_003915.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99453
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio