

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phox2B Per Wb, Elisa - Q99453

Numero articolo: CM0022225



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Anti-PHOX2B per WB e ELISA rileva PHOX2B umano e murino, un fattore di trascrizione critico per lo sviluppo dei neuroni noradrenergici. Ideale per la ricerca sul neuroblastoma e sul cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] PHOX2B Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	8929
GeneID	8929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-314 di PHOX2B umano (NP_003915.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q99453
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio