


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phpt1 Per Wb, Elisa - Q9Nrx4

Numero articolo: CM0013469



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla PHPT1 umana (fosfoistidina fosfatasi da 14 kDa). Validato per WB ed ELISA, cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'attività della fosfatasi istidinica. Q9NRX4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHPT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	29085
Gene ID	29085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 della PHPT1 umana (NP_054891.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRX4
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio