


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phpt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nrx4

Numero articolo: CM0015869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PHPT1 umana (fosfohistidina fosfatasi 1). Validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Immunogeno: proteina ricombinante. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHPT1 Rabbit pAb
Note/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29085
ID gene	29085
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRX4
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio