

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phrf1 Per Wb & Elisa - Q9P1Y6

Numero articolo: CM0019626

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina umana PHRF1 (proteina 1 contenente domini dito di zinco PHD e RING), validato per Western blot ed ELISA. Rileva una banda di ~179 kDa, ideale per lo studio di questa fosfoproteina legante metalli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PHRF1 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57661
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1350-1450 della proteina umana PHRF1 (NP_001273512.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9P1Y6
Peso Proteico	179kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio