

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-PI3 Kinasi P110 Alfa Per Wb, Ip, Elisa - P42336

Numero articolo: CM0007047



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per PI3 Kinasi p110 alfa (PIK3CA) umana, validato per WB, IP, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD mirati alla via di segnalazione PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PI3 Kinasi p110 alfa Rabbit mAb
Note/Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alfa; p110-alfa; PI3 Kinase p110 alfa
Specie	Umana
GeneID (umano)	5290
GeneID	5290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 294-610 della PI3 Kinasi p110 alfa umana (NP_006209.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42336
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato