

Anticorpo Policlonale Anti-Pi3 Chinasi P110 Beta Per Wb Ed Elisa - P42338

Numero articolo: CM0017387

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PI3 Chinasi p110 beta umana, adatto per Western blot e ELISA. Bersaglia PIK3CB, coinvolta nella crescita cellulare, sopravvivenza e segnalazione oncogenica. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PI3 Chinasi p110 beta Rabbit pAb
Note/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Chinasi p110 beta
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	5291
Gene ID	5291
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-600 della PI3 Chinasi p110 beta umana (NP_006210.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P42338
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio