

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pi3 Chinasi P110 Beta Per Wb Ed Elisa - P42338

Numero articolo: CM0006525

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PI3 Chinasi p110 beta validato per WB ed ELISA, rileva umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT, della crescita cellulare e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PI3 Chinasi p110 beta
Note/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Chinasi p110 beta
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5291
GenelD	5291
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-600 della PI3 Chinasi p110 beta umana (NP_006210.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42338
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio