

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pi3 Chinasi P110 Beta Per Wb Ed Elisa - P42338

Numero articolo: CM0003802

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la PI3 Chinasi p110 beta umana (PIK3CB, P42338) validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT, della biologia piastrinica, dell'autofagia e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-PI3 Chinasi p110 beta
Note/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Chinasi p110 beta
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5291
GeneID	5291
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PI3 Chinasi p110 beta umana (NP_006210.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P42338
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio