

Anticorpo Policlonale Anti-Chinasi PI3 P110 Delta Per Wb, Elisa - O00329

Numero articolo: CM0024282



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la chinasi PI3 p110 delta umana (PIK3CD, O00329). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Chinasi PI3 p110 delta pAb di coniglio
Note/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; Chinasi PI3 p110 delta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5293
GeneID	5293
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-300 della chinasi PI3 p110 delta umana (NP_005017.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00329
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio