

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-PI3 Chinasi P110 Delta Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00329

Numero articolo: CM0002979



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PI3 Chinasi p110 delta umana (O00329), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca immunologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PI3 Chinasi p110 delta mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Chinasi p110 delta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5293
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 della PI3 Chinasi p110 delta umana (O00329).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00329
Peso Proteico	119 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio