

Anticorpo Policlonale Anti-Pi3 Chinasi P85 Alfa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

Numero articolo: CM0014208



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PI3 Chinasi p85 alfa umana, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT e delle vie metaboliche dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Note/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5295
GeneID	5295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 della PI3 Chinasi p85 alfa umana (NP_852556.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio