

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-PI3 Chinasi P85 Alfa Per Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Numero articolo: CM0005565



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante di alta qualità contro PI3 Chinasi p85 alfa, validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione PI3K/AKT e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio contro PI3 Chinasi p85 alfa
Note/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Chinasi p85 alfa
Specie	Umano
ID Gene	5295 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 240-380 della PI3 Chinasi p85 alfa umana (NP_852664.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio