

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pi3 Kinasi P85 Alfa Per Wb E Elisa - P27986

Numero articolo: CM0005199



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia PI3 Kinasi p85 alfa, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT, della risposta insulinica e delle vie dei recettori tirosina chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PI3 Kinasi p85 alfa Rabbit mAb
Note / Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5295
ID Gene	5295
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio