

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pi3 Chinasi P85 Alfa/Beta Per Wb, Elisa - P27986 / O00459

Numero articolo: CM0007613



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per PI3 Chinasi p85 alfa e beta (PIK3R1/PIK3R2) per applicazioni Western blot e ELISA. Convalidato per specie umana e mouse. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio anti-PI3 Chinasi p85 alfa/beta
Note / Alias	PIK3R1/PIK3R2; PI3 Chinasi p85 alfa/beta
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5295/5296
ID Gene	5295/5296
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P27986/O00459
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio