

Anti-Pi3 Chinasi P85 Alfa/Beta Coniglio Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

Numero articolo: CM0007528



introduzione

Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia PIK3R1/PIK3R2 (p85 alfa/beta). Ottimale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT nel cancro, nel metabolismo e nella ricerca sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PI3 Chinasi p85 alfa/beta Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	PIK3R1/PIK3R2
Specie	Umano
Gene ID	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetizzato derivato dalla PI3 Chinasi p85 alfa/beta umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27986/O00459
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio