


Anticorpo Monoclonale Anti-PI3 Kinasi P85 Beta Per Wb, Elisa - 000459

Numero articolo: CM0012753



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PI3 Kinasi p85 beta, validato in WB ed ELISA. Rileva la p85 β umana e di ratto (82 kDa). Ideale per la ricerca sulla segnalazione PI3K/AKT, sul cancro e sulle vie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro PI3 Kinasi p85 beta
Note/alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinasi p85 beta
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5296
GeneID	5296
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della PI3 Kinasi p85 beta umana (000459).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	000459
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante