


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pi3 Chinasi P85 Beta Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00459

Numero articolo: CM0021029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PI3 Chinasi p85 beta (PIK3R2), validato per WB, IHC-P, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Subunità regolatoria della PI3K, coinvolta nella crescita cellulare e nella segnalazione. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-PI3 Chinasi p85 beta
Osservazioni/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Chinasi p85 beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5296
GeneID	5296
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-298 della PI3 Chinasi p85 beta umana (NP_005018.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00459
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio