


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-PI3 Chinasi P85 Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000459

Numero articolo: CM0021714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PI3 Chinasi p85 beta umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la p85 beta endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione PI3K/AKT e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio Anti-PI3 Chinasi p85 beta
Note/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Chinasi p85 beta
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5296
ID Gene	5296
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 della PI3 Chinasi p85 beta umana (NP_005018.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	000459
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio