


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pi3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

Numero articolo: CM0028262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PI3 umano (Elafin, SKALP, ESI). Validato per Western blot, immunoistochimica e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare l'inibizione dell'elastasi e le malattie infiammatorie della pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PI3 Rabbit pAb
Note/Alias	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoin; PI3
Specie	Uomo
ID genico	5266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-117 di PI3 umano (NP_002629.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P19957
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio