

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pi3K-Gamma Per Wb E Elisa - P48736

Numero articolo: CM0004262



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro PI3K-gamma (p110γ, 126kDa) per applicazioni WB ed ELISA. Rileva PI3Kγ umana e murina; ideale per lo studio della segnalazione delle cellule immunitarie, della chemiotassi e delle vie mediate dai GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	PI3K-gamma Coniglio mAb
Note/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5294
GeneID	5294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-342 della PI3 Chinasi-gamma umana (NP_002640.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P48736
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio