

Anticorpo Policlonale Anti-PI3K P85A/P55γ/P85B Per Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Numero articolo: CM0023320



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting le subunità regolatorie PI3K p85α, p55γ e p85β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la segnalazione dell'insulina e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PI3KP85α/P55γ/P85β Rabbit pAb
Note/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5295/5296/8503
ID Gene	8503/5295/5296
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi da 400 a 500 di PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 umano (NP_852664.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio