


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-PI4K2B Per Wb, Elisa - Q8Tcg2

Numero articolo: CM0023528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PI4K2B umano, adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce la fosfatidilinositolo 4-chinasi di tipo 2-beta, coinvolta nella sintesi di PI4P e nel traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PI4K2B
Note/Alias	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55300
ID Gene	55300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della PI4K2B umana (NP_060793.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TCG2
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio