


Anticorpo Policlonale Anti-Pi4Ka Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P42356

Numero articolo: CM0021971



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia PI4KA umana, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Rileva PI4KA umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del fosfatidilinositolo e sulla paraplegia spastica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PI4KA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1780-1860 della PI4KA umana (P42356)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42356
Peso Proteico	237 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio