


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pias1 Per Wb Ed Elisa - 075925

Numero articolo: CM0009810



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PIAS1 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con PIAS1 umano e murino, una ligasi E3 SUMO da 72 kDa coinvolta nella regolazione trascrizionale e nella riparazione del DNA. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIAS1 Rabbit mAb
Note/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8554
GeneID	8554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3-101 di PIAS1 umano (075925)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	075925
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante