


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pias1+Pias2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75925/O75928

Numero articolo: CM0012172



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce PIAS1 e PIAS2, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio della SUMOilazione, della segnalazione STAT e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PIAS1+PIAS2
Note/alias	DDXBP1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 552-651 di PIAS1+PIAS2 umano (O75925).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O75925/O75928
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante