

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pias2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75928

Numero articolo: CM0024953



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIAS2 umana (E3 SUMO-proteina ligasi PIAS2), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per lo studio della SUMOilazione, della regolazione trascrizionale e della segnalazione degli ormoni steroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIAS2 Rabbit pAb
Note/Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Specie	Umana
ID Gene	9063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-621 della PIAS2 umana (NP_004662.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O75928
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio