

Anticorpo Policlonale Anti-Pias4 Per Wb, Elisa - Q8N2W9

Numero articolo: CM0027794

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIAS4 umano, validato per WB ed ELISA con cross-reattività al topo. Adatto per la ricerca sulla SUMOilazione, regolazione trascrizionale e pathway di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIAS4 Rabbit pAb
Note/Alias	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
Specie	Umano
GeneID	51588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-260 di PIAS4 umano (NP_056981.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q8N2W9
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio