

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pibf1 Per Wb, Elisa - Q8Wxw3

Numero articolo: CM0014820

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro PIBF1 (CEP90) umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per ricerche sulla biologia dei centrosomi, ciliogenesi e risposta immunitaria mediata dal progesterone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIBF1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Specie	Umana
ID Gene	10464
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 598-757 di PIBF1 umano (NP_006337.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q8WXW3
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio