

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pibf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxw3

Numero articolo: CM0026500

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIBF1 umana (PIBF/CEP90/JBTS33) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studi su ciliogenesi, segnalazione del progesterone e immunologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIBF1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10464
GeneID	10464
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PIBF1 umana (Q8WXW3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXW3
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio