


Anticorpo Policlonale Anti-Pick1 Per Wb, Elisa - Q9Nrd5

Numero articolo: CM0015434



introduzione

Anticorpo policlonale anti-PICK1 ad alta specificità convalidato per applicazioni di Western blot e ELISA, mirato al PICK1 umano, una proteina coinvolta nella plasticità sinaptica e nel traffico dei recettori. Ideale per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PICK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9463
GeneID	9463
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del PICK1 umano (NP_036539.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NRD5
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio