


Anticorpo Policlonale Anti-Pick1 Di Coniglio Per Ihc-P, Elisa - Q9Nrd5

Numero articolo: CM0017922



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PICK1, validato per IHC-P ed ELISA. Adatto per studiare il ruolo della proteina legante PRKCA nella plasticità sinaptica e nel traffico recettoriale in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PICK1 Rabbit pAb
Note/Alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9463
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di PICK1 umano (NP_036539.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NRD5
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio