

Anticorpo Policlonale Anti-Pid1 Per Wb, Ip, Elisa - Q7Z2X4

Numero articolo: CM0018412

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PID1 validato per WB, IP ed ELISA. Rileva PID1 in campioni umani, di topo e di ratto. Proteina citoplasmatica coinvolta nella proliferazione dei preadipociti, adatta per la ricerca sull'obesità e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PID1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCL11; NYGGF4; P-CLI1; HMFN2073; PID1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-248 di PID1 umano (NP_060403.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z2X4
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio