


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pidd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Numero articolo: CM0025490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PIDD, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla proteina 1 del dominio di morte indotta da p53, chiave nelle vie di risposta al danno al DNA e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PIDD (pAb)
Note/Alias	LRDD; PIDD; MRT75
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55367
GeneID	55367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 di PIDD umano (NP_665893.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HB75
Peso Proteico	100 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio