


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Piezo1 (Fam38A) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

Numero articolo: CM0026309



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIEZO1 (FAM38A), un componente del canale ionico meccanosensibile. Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul tatto/dolore e vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9780
GeneID	9780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2230-2420 di FAM38A/PIEZO1 umano (NP_001136336.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92508
Peso Proteico	287kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio