


Anticorpo Policlonale Anti-Piezo1/Fam38A Per Wb, Elisa - Q92508

Numero articolo: CM0029044



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il canale ionico meccanosensibile umano PIEZO1, validato per Western blot e ELISA. Adatto per ricerche sulla mecano-trasduzione, la sensibilità tattile e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
Note/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9780
GenelD	9780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1811-1952 della proteina FAM38A/PIEZO1 umana (NP_001136336.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q92508
Peso Proteico	287kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio