

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pif4 Per Wb Ed Elisa - Q8W2F3

Numero articolo: CM0019368

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione PIF4 di Arabidopsis thaliana, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei fitocromi, sulla risposta allo stress luminoso e termico e sulla termomorfogenesi delle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIF4 pAb di coniglio
Note/alias	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; fattore 4 interagente con il fitocromo; SRL2; PIF4
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID (umano)	818903
GeneID	818903
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di PIF4 di Arabidopsis thaliana (NP_565991.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8W2F3
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante