

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd27 Suino Per Fc - L7Qhb1

Numero articolo: CM0011819

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD27 suino coniugato con per citometria a flusso. Riconosce l'antigene CD27 suino, un recettore immunitario costimolatorio di checkpoint. Ideale per applicazioni di ricerca su cellule T, cellule NK e cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD27 suino
Specie	Suino
GeneID (umano)	939
GeneID	100520023
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-180 del CD27 suino (NP_001265692.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
SWISS	L7QHB1
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante