

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pigm Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Numero articolo: CM0024267

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PIGM umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Rileva una banda di circa 49 kDa. Adatto per la ricerca sulla biosintesi dell'ancora GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIGM Rabbit pAb
Note / Alias	GPI-MT-I; PIGM
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	93183
GeneID	93183
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-96 di PIGM umano (NP_660150.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3S5
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio