

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pigp Per Wb Ed Elisa - P57054

Numero articolo: CM0012902

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PIGP umano, un enzima chiave nella biosintesi dell'ancora GPI. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Adatto allo studio della biosintesi del GPI e dei disturbi del neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIGP Rabbit pAb
Note/Alias	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
Specie	Uomo
ID genico (umano)	51227
ID genico	51227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-158 di PIGP umano (NP_710148.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P57054
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante