

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pigr Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01833

Numero articolo: CM0029065



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PIGR umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per ricerche sull'immunità mucosale e sulla transitosi di IgA/IgM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PIGR Rabbit pAb
Note/Alias	PIGR
Specie	Umano
Gene ID	5284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 460-600 del PIGR umano (NP_002635.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01833
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio