

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pigu Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H490

Numero articolo: CM0019001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PIGU (Q9H490) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PIGU umano, murino e di ratto, un componente della transamidasi dell'ancora GPI nel RE. Ideale per la ricerca sulla biosintesi delle proteine ancorate al GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIGU pAb di coniglio
Note/alias	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	128869
ID del gene	128869
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PIGU umano (NP_536724.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H490
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante