

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pigx Per Wb, Elisa - Q8Tbf5

Numero articolo: CM0020836

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIGX umano (PIG-X), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso ratto. Adatto per studi sulla biosintesi dell'ancora GPI, subunità stabilizzante del complesso manosiltransferasi I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIGX Rabbit pAb
Note / Alias	PIG-X; PIGX
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54965
GeneID	54965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-220 di PIGX umano (NP_060331.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8TBF5
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio