


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pik3C2A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00443

Numero articolo: CM0018803



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PIK3C2A umano (PI3K-C2 α), che riconosce una proteina di ~191 kDa. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione PI3K, sulla secrezione di insulina e sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIK3C2A Rabbit pAb
Note/Alias	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5286
GeneID	5286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di PIK3C2A umano (NP_002636.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00443
Peso proteico	191kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio