

Anticorpo Policlonale Anti-Pik3Ca Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42336

Numero articolo: CM0013294



introduzione

L'anticorpo policlonale PIK3CA Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che si targeting su PIK3CA umano, murino e ratto (sottounità catalitica alfa PI3K). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla via di segnalazione PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIK3CA Rabbit pAb
Note/Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5290
ID Gene	5290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-600 di PIK3CA umano (NP_006209.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42336
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio