

Anticorpo Policlonale Anti-Pik3Cg Per Ihc-P, Elisa - P48736

Numero articolo: CM0026139



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetta PIK3CG umano (subunità catalitica PI3K γ), validato per IHC-P e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule immunitarie, l'infiammazione e la funzione cardiaca. Strumento affidabile per studi sulla via di segnalazione PI3K.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIK3CG Rabbit pAb
Note/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-330 di PIK3CG umano (NP_002640.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P48736
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio