

Anticorpo Policlonale Anti-Pik3Cg Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Numero articolo: CM0029775



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a PIK3CG (PI3K gamma), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Immunogeno proteina ricombinante. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIK3CG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5294
ID Gene	5294
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48736
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio