

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pik3Ip1 Per Wb, Elisa - Q96Fe7

Numero articolo: CM0022501

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit ad alta specificità che bersaglia la PIK3IP1 umana (HGFL), un regolatore negativo della segnalazione epatica della PI3K. Convalidato per WB e ELISA; ideale per studi sulla via PI3K e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIK3IP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	113791
GeneID	113791
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-160 della PIK3IP1 umana (NP_443112.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96FE7
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio