

Anticorpo Monoclonale Anti-Pik3R3/P55Pik Per Wb - Q92569

Numero articolo: CM0012253

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato a PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Validato per WB, ELISA; reazione crociata con umano, topo, ratto. Ideale per la segnalazione dell'insulina e la ricerca sulla via PI3K.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIK3R3/p55PIK Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Specie	Umano
GeneID (umano)	8503
GeneID	8503
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 362-461 di PIK3R3/p55PIK umano (Q92569)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92569
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio